

#### **TECHNEWS**

TechNews: TN#492 Distribuzione: Internal External

Prodotto: RVG Validità: NA

Data: Feb 8<sup>th</sup>, 2021 Autore: Sébastien Bonich

Riferimento documento: TN#492-20210203-EN Contatto: n.a.

## **RVG DRIVERS 4.6.16.0-C**

# Nuovi driver per RVG 5100/6100, RVG 5200/6200 e RVG 142 compatibili solo su Windows 10.

#### Descrizione:

Questa versione di driver migliora la stabilità del RVG durante l'acquisizione.

Con questa versione non è più necessaria l'attivazione. Con i nuovi sensori non è più inclusa una chiave di licenza = **Non più voucher**).

Nome dell'eseguibile: SetupRVG-Carestream-Win10.exe



## Attenzione:

Questi driver sono compatibili solo con:

- WINDOWS 10
- RVG 5100/6100, RVG 5200/6200 e RVG 142
- CS Imaging 7 e CS Imaging 8

Nel caso in cui i clienti usano:

- RVG 5000/6000, è necessario installare la precedente versione dei driver: 4.6.9.0-C.
- RVG 6500, è necessario installare la precedente versione dei driver: 4.6.15.0.



### **TECHNEWS**

- RVG 5100/6100 & RVG5200/6200 è WINDOWS 7, è necessario installare la versione precedente: 4.6.15.0.

Tutti i RVG 5200/6200 con e senza voucher sono compatibili con la versione 4.6.15.0.

		Windows 10 (4.6.9.0-C)	Windows 10 (4.6.16.0-C)
RVG 5000/6000			
RVG 6500			
RVG 5100/6100			
RVG 5200/6200/142 (with license)			
RVG 5200/6200/142 (without license)			